

Иглы для забора ооцитов



Основные особенности

- Кончик с гладкой эхогенной маркировкой
- Конструкция с тонкими стенками
- Острая трехгранная заточка
- Эргономичная рукоятка с отметкой расположения среза
- Варианты исполнения с одним и двумя просветами

Загрузите
каталог



Эксклюзивный дистрибьютор:



www.fgroup.global

**Качество
ВО ИМЯ ЖИЗНИ**

МЕНЬШЕ БОЛИ БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ «ТОНКАЯ СТЕНКА»

Игла Kitazato имеет такой же внутренний диаметр для аспирации, как и более толстые иглы других производителей.

Это позволяет проводить забор ооцитов с помощью иглы меньшего диаметра и, следовательно, снижает вероятность кровотечения и риск повреждения слизистой оболочки матки, а также сводит к минимуму стресс для ооцитов во время аспирации.



Игла Kitazato
Меньшее повреждение тканей яичника



Игла конкурента

СПРАВОЧНЫЕ НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ

Тип	Номер для заказа	Калибр	Длина (см)	Аспирационная линия (см)
Однопросветная игла для помпы	326350	16	35	80
	327350	17	35	80
	328350	18	35	80
	329350	19	35	80
	320350	20	35	80
	320300	20	30	80
	321300	21	30	80

Тип	Номер для заказа	Калибр	Длина (см)	Аспирационная линия (см)*
Однопросветная игла с вакуумной линией для помпы	336350	16	35	80 + 60
	337350	17	35	80 + 60
	338350	18	35	80 + 60
	339350	19	35	80 + 60
	330300	20	30	80 + 60

Тип	Номер для заказа	Калибр	Длина (см)	Аспирационная линия (см)
Однопросветная игла с коннектором «Луер-Лок»	316001	16	32.5	-
	317001	17	32.5	-
	318001	18	32.5	-
	319001	19	32.5	-
	310001	20	32.5	-

Тип	Номер для заказа	Калибр	Длина (см)	Аспирационная линия (см)	Промывочная линия (см)
Двухпросветная игла	376350	16	35	80	100
	377350	17	35	80	100
	378350	18	35	80	100

Тип	Номер для заказа	Наименование продукта	Калибр	Длина (см)	Аспирационная линия (см)
Специальные процедуры	268003	Метод Товако	18	32.5	-
	367350	Набор для ручной аспирации шприцом	17	35	60
	357353	Набор для аспирации с клапаном	17	35	80 + 40 с клапаном
	347275	Игла для IVМ	17 & 20	27.5 & 35	30